

IMPORTANT

Interférence du dosage de l'estradiol sous traitement avec le Fulvestrant (Faslodex®)

Docteur, Madame, Monsieur,

Notre fournisseur Siemens nous informe que la substance Fulvestrant (présente dans le Faslodex®) **peut interférer avec le dosage de l'estradiol** entraînant des résultats faussement élevés.

Dans l'hypothèse la plus défavorable, des résultats faussement élevés pourraient conduire à une mauvaise évaluation du statut ménopausique et à un traitement inapproprié.

<p>C'est pour cela que les échantillons des patientes sous traitement avec Fulvestrant ne doivent pas /plus être analysés avec notre dosage estradiol SIEMENS.</p>

Veillez s'il vous plait nous contacter si l'une de vos patientes est traitée avec ce médicament et qu'un dosage d'estradiol a été réalisé par notre laboratoire.

Merci également d'indiquer sur votre ordonnance la prise de ce médicament lors d'une demande de dosage d'estradiol/

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (Dr Sophie Laurent, 02 35 91 02 29 ou sophie.laurent@sfmtbio.eu)